

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ceacam5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Número de artículo: CM0002657



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CEACAM5 humano de ratón de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 35-685). Reconoce CEA/CD66e. Adecuado para investigación oncológica, estudios de adhesión celular y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEACAM5 mAb de ratón
Observaciones/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1048
ID del Gen	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 35-685 de CEACAM5 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo