

Anticuerpo Policlonal Anti-Ceacam5 Para Wb, Elisa - P06731

Número de artículo: CM0017060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CEACAM5 humano (CEA, CD66e). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la progresión tumoral y la investigación del carcinoma colorrectal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CEACAM5 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-702 de CEACAM5 humano (P06731)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P06731
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo