

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ceacam5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Número de artículo: CM0005188



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CEACAM5 humano (CEA/CD66e), validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Inmunógeno recombinante que abarca el dominio extracelular; ideal para el estudio de la adhesión celular, la progresión tumoral y el carcinoma colorrectal. Reacciona con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CEACAM5
Observaciones/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-685 de CEACAM5 humano (NP_004354.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo