

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ceacam5/Cd66E () Para Citometría De Flujo - P06731

Número de artículo: CM0012599



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CEACAM5/CD66e (CEA) humano conjugado con para citometría de flujo. Detecta una glucoproteína de 76 kDa implicada en la adhesión celular y la progresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CEACAM5/CD66e humano
Observaciones/Alias	CEACAM5; CD66e; CEA; molécula de adhesión celular 5 relacionada con el antígeno carcinoembrionario
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1048
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-685 de CEACAM5/CD66e humano (NP_004354.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo