

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ceacam6 Para Wb, If-P, Elisa - P40199

Número de artículo: CM0011333



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CEACAM6 (CD66c) humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión celular, progresión tumoral y neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-CEACAM6 de conejo
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4680
GeneID	4680
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de CEACAM6 humano (P40199)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo