


Anticuerpo Policlonal Anti-Ceacam6 Para Wb, Elisa - P40199

Número de artículo: CM0026644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CEACAM6 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce CEACAM6 humano y de ratón; adecuado para estudios de adhesión celular y progresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEACAM6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4680
GeneID	4680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-320 del CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo