

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb, Elisa - P49716

Número de artículo: CM0002205

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CEBPD validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios de regulación génica inmune e inflamatoria. PM predicho 28 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEBP Delta/CEBPD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1052
ID de Gen	1052
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49716
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo