

Anticuerpo Policlonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb Y Elisa - P49716

Número de artículo: CM0018269

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana CEBP Delta/CEBPD, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno: péptido sintético (aa 50-150). Ideal para el estudio del factor de transcripción C/EBP-delta en respuesta inmunitaria y diferenciación.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1052
ID del gen	1052
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de CEBP Delta/CEBPD humano (NP_005186.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49716
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo