

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cebp Delta/Cebpd Para Wb Y Elisa - P49716

Número de artículo: CM0018571

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CEBP Delta/CEBPD humano (P49716). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Ideal para estudiar la regulación transcripcional en respuestas inmunitarias e inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CEBP Delta/CEBPD pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Especie	Humano
GeneID (humano)	1052
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de CEBP Delta/CEBPD humano (NP_005186.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P49716
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo