

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cebpa Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P53566

Número de artículo: CM0025824

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo CEBPA de CamelBio está validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta la proteína de unión al potenciador CCAAT alfa, un factor de transcripción esencial para la diferenciación mieloide, la adipogénesis y la función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CEBPA Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1050
GeneID	12606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 del CEBPA de ratón (NP_031704.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53566
Peso Molecular de la Proteína	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
Envío	Bolsa de hielo