


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cebpa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49715

Número de artículo: CM0016492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CEBPA humana (C/EBP-alfa). Validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre la función del factor de transcripción en la diferenciación mieloide, adipogénesis y hepatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CEBPA
Observaciones/Alias	CEBP; C/EBP-alfa; CEBPA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1050
GeneID	1050
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-180 de CEBPA humana (NP_004355.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49715
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo