

Anticuerpo Monoclonal Anti-C/Ebpb Para Wb - P17676

Número de artículo: CM0003794



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo C/EBPB para Western blot y ELISA. Detecta la proteína de unión al potenciador CCAAT/beta humana, un factor de transcripción que regula las respuestas inmunes e inflamatorias, la adipogénesis y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C/EBPB mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1051
ID de Gen	1051
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 246-345 del C/EBPB humano (P17676).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo