

Anticuerpo Policlonal Anti-C/Ebpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Número de artículo: CM0014102



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C/EBPB (NF-IL6), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta C/EBPB humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación sobre regulación de la transcripción, inflamación y adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C/EBPB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCF5, IL6DBP, NF-IL6, C/EBP-beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1051
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 171-216 del C/EBPB humano (NP_005185.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo