


Anticuerpo Policlonico Anti-Cebpe Para Wb, Elisa - Q15744

Número de artículo: CM0029699



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CEBPE validado para Western blot y ELISA. Reconoce CEBPE humano y de ratón (31 kDa), un factor de transcripción nuclear esencial para la transición de promielocito a mielocito durante la diferenciación mieloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEBPE Rabbit pAb
Notas / Nombres Alternativos	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-epsilon; c/EBP epsilon; CEBPE
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1053
ID del Gen	1053
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de CEBPE humano (NP_001796.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15744
Peso de la Proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo