

Anticuerpo Policlonal Anti-Cebpg Para Wb - P53567

Número de artículo: CM0029926

Introducción

El factor de transcripción CEBPG regula genes inmunes. Este anticuerpo policlonal de conejo detecta CEBPG humano y de ratón en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, permitiendo estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEBPG pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1054
GeneID	1054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de CEBPG humano (NP_001797.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P53567
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo