

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cecr5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Número de artículo: CM0003374

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CECR5 validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CECR5 humana, una proteína que contiene un dominio de hidrolasa tipo haloácido deshalogenasa ampliamente expresada. Ideal para la investigación del síndrome de ojo de gato y de hidrolasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CECR5
Observaciones/Alias	CECR5
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	27440
ID de gen	27440
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 324-423 de la CECR5 humana (Q9BXW7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BXW7
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo