

Anticuerpo Policlonal Anti-Cel Para Wb Y Elisa - P19835

Número de artículo: CM0028476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CEL validado para WB y ELISA. Detecta CEL en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la digestión de lípidos y la función pancreática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo CEL
Observaciones/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1056
ID del Gen	1056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-550 de CEL humano (NP_001798.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19835
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo