

Anticuerpo Policlonal Anti-Cela2A Para Wb, If-P, Elisa - P08217

Número de artículo: CM0024407

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la CELA2A humana (Elastasa-2A). Validado para WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para investigación en diabetes, señalización de insulina y metabolismo de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CELA2A
Observaciones/Alias	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63036
GeneID	63036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-150 de la CELA2A humana (NP_254275.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08217
Peso Molecular de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo