

Anticuerpo Policlonal Anti-Cel/Lipasa Activada Por Sales Biliales Para Wb, Elisa - P19835

Número de artículo: CM0015488



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CEL humano (lipasa activada por sales biliares), adecuado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a ratón. Enzima clave en la absorción de lípidos dietéticos y el metabolismo de vitaminas liposolubles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1056
ID de Gen	1056
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-550 del CEL humano (NP_001798.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P19835
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo