

Anticuerpo Monoclonal Anti-Celf1 Para Wb, Ip, Elisa - Q92879

Número de artículo: CM0003926



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CELF1 humano (miembro 1 de la familia Elav-like CUGBP). Adecuado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de regulación post-transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CELF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10658
ID de Gen	10658
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CELF1 humano (Q92879).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92879
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo