

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Celf1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Número de artículo: CM0025945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CELF1 humano (CUGBP1). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de las proteínas de unión a ARN en el splicing alternativo y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CELF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10658
GeneID	10658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-483 de CELF1 humano (NP_941989.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92879
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo