


Anticuerpo Policlonal Anti-Celf2 Para Wb Y Elisa - 095319

Número de artículo: CM0029433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana CELF2, una proteína de unión a ARN que regula el empalme, la estabilidad del ARNm y la traducción. Adecuado para WB y ELISA, validado para uso en investigación en biología del ARN y estudios de enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CELF2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
Especie	Humano
GeneID	10659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 422-521 de CELF2 humano (NP_006552.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95319
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo