

Anticuerpo Policlonal Anti-Celf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Número de artículo: CM0020315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CELF5 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Dirigido contra el regulador del corte y empalme del ARN BRUNOL5; útil para la investigación cerebral y cardíaca. - Q8N6W0

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CELF5 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
Especie	Humana
ID del gen (humano)	60680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-45 de CELF5 humano (NP_001166144.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q8N6W0
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo