

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cenexin1/Odf2 Para Wb, Elisa - Q5Bjf6

Número de artículo: CM0011105

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cenexin1/ODF2 humano, validado para WB y ELISA. Se dirige a una proteína andamio de las fibras densas externas de la cola espermática y el centrosoma, con un peso molecular predicho de 95 kDa. Ideal para investigación en espermatogénesis y centrosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cenexin1 / ODF2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4957
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 730-829 de Cenexin1 / ODF2 humano (Q5BJF6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5BJF6
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo