


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cenpa Para Wb, Elisa - P49450

Número de artículo: CM0020166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la CENPA humana (proteína centromérica A), validado para WB y ELISA. Utilizado en investigación sobre la identidad centromérica, el ensamblaje del cinetocoro y la progresión mitótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CENPA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CenH3; CENP-A; CENPA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1058
ID del gen	1058
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la CENPA humana (NP_001800.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49450
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo