

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cenpb Para Wb Y Elisa - P07199

Número de artículo: CM0021240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el autoantígeno principal centromérico B humano (CENPB). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de centrómeros y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CENPB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CENPB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1059
GeneID	1059
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500 y el extremo C de la CENPB humana (NP_001801.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P07199
Peso molecular de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo