


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cenpc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

Número de artículo: CM0012609



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína C del centrómero humano (CENPC, ~107 kDa). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en rata. Ideal para investigación de cinetocoros y centrómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CENPC
Observaciones/Alias	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1060
ID de gen	1060
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-520 de la CENPC humana (Q03188)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q03188
Peso proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo