

Anticuerpo Policlonal Anti-Cenpf Para Wb, Elisa - P49454

Número de artículo: CM0021860

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CENPF (proteína centromérica F), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Es esencial para la función del cinetocoro, la segregación cromosómica y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CENPF pAb de conejo
Observaciones/Alias	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Especie	Humana
GeneID (humano)	1063
GeneID	1063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1730-1890 de CENPF humano (NP_057427.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P49454
Peso de la proteína	358 kDa
Envío	Bolsa de hielo