


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cep44 Para Wb Y Elisa - Q9C0F1

Número de artículo: CM0029557



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo anti-CEP44, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra CEP44 de humano y ratón. Ideal para investigación en biogénesis de centrosomas y centriolos. Se envía en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CEP44 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PS1TP3; KIAA1712; CEP44
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80817
GeneID	80817
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la CEP44 humana (NP_001035247.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9C0F1
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo