

Anticuerpo Policlonal Anti-Cep55 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ez4

Número de artículo: CM0028718



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-CEP55 validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Objetivo: proteína centrossómica de 55 kDa, clave para la salida mitótica y la citocinesis, ideal para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEP55 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CT1111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55165
ID de Gen	55165
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del CEP55 humano (NP_060601.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53EZ4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo