

Anticuerpo Policlonal Anti-Cep57L1 Para Wb, Elisa - Q8Iyx8

Número de artículo: CM0024983

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CEP57L1 validado para WB y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la proteína centrosomal implicada en la unión de microtúbulos, ideal para investigación de división celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal Anti-CEP57L1
Notas/Alias	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	285753
ID del Gen	285753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de CEP57L1 humano (NP_776191.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYX8
Peso de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo