

Anticuerpo Policlonal Anti-Cep68 Para Wb Y Elisa - Q76N32

Número de artículo: CM0024597

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CEP68 humana, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la cohesión del centrosoma, la localización de CDK5RAP2 y la formación de filamentos de rootletina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEP68 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KIAA0582; CEP68
Especie	Humana
GeneID (Humana)	23177
GeneID	23177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de CEP68 humana (NP_001306030.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q76N32
Peso Molecular de la Proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo