

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cep83 Para Wb, Elisa - Q9Y592

Número de artículo: CM0030677

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CEP83 humano (CCDC41/NPHP18), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la detección de CEP83 en muestras humanas y de ratón. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CEP83 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-260 del CEP83 humano (NP_057206.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y592
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo