

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cereblon (Crbn) Para Wb, Elisa - Q96Sw2

Número de artículo: CM0030958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cereblona humana (CRBN), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, adecuado para el estudio de la degradación mediada por ubiquitina, la neurobiología y la inmunomodulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRBN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51185
ID de gen	51185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la CRBN humana (NP_057386.2?).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SW2
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo