

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cers5 Para Wb Y Elisa - Q8N5B7

Número de artículo: CM0019125

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CERS5 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de síntesis de ceramida y metabolismo de esfingolípidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo CERS5                                                                |
| Observaciones/Alias | Trh4; LASS5; CERS5                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                             |
| GeneID              | 91012                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de CERS5 humano (NP_001268660.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                        |
| SWISS               | Q8N5B7                                                                             |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                     |