


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ceruloplasmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00450

Número de artículo: CM0003185



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la ceruloplasmina humana (CP). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el metabolismo del hierro y la biología del cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ceruloplasmina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1356
GeneID	1356
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-572 de la ceruloplasmina humana (NP_000087.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00450
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo