


Anticuerpo Policlono Contra Ceruloplasmina Para Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Número de artículo: CM0029962



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo contra la ceruloplasmina humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; adecuado para estudios de metabolismo del hierro y transporte de cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ceruloplasmina Rabbit pAb
Notas/Alias	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1356
GeneID	1356
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-572 de la ceruloplasmina humana (NP_000087.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlono
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00450
Peso Molecular	122kDa
Envío	Bolsa de hielo