


Anticuerpo Policlonal Anti-Ces1 Para Wb, Elisa - P23141

Número de artículo: CM0019548



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CES1 humano para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la carboxilesterasa 1 hepática en investigaciones sobre desintoxicación, metabolismo de fármacos y metabolismo de lípidos. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CES1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Humano	
GeneID (humano)	1066
GeneID	1066
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23141
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo