


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ces1 Para Wb, If-P, Elisa - P23141

Número de artículo: CM0002085



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CES1 humano (carboxilesterasa 1). Adecuado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta proteína de 63 kDa. Útil para el metabolismo de fármacos, investigación de lípidos y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CES1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Especie	Humano
ID de Gen	1066
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CES1 humano (P23141).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23141
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo