

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cetn1 Para Wb, Elisa - Q12798

Número de artículo: CM0030812

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad que reconoce la centrina-1 (CETN1) en humano, ratón y rata. Validado para Western blotting (WB) y ELISA; ideal para estudios de centrosoma y centro organizador de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CETN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEN1; CETN; CETN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1068
ID de Gen	1068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de la CETN1 humana (NP_004057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12798
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo