

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cetn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Número de artículo: CM0020086



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CETN2, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Está involucrado en la función del centrosoma, la reparación del ADN y la exportación de ARNm. Ideal para estudios de biología celular y estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CETN2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CALT; CEN2; CETN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1069
GeneID	1069
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de la CETN2 humana (NP_004335.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41208
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo