

Anticuerpo Policlonal Anti-Cetn3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15182

Número de artículo: CM0025730

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CETN3 validado para western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la centrina-3, un componente centrosómico y del poro nuclear involucrado en la exportación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CETN3
Observaciones/Alias	CEN3; CDC31; CETN3
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	1070
ID del gen	1070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de la CETN3 humana (NP_004356.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15182
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo