

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cetp Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P11597

Número de artículo: CM0014046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CETP humano para aplicaciones de Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo del colesterol, el transporte de lípidos y la aterosclerosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CETP pAb de conejo
Observaciones/Alias	BPIFF; HDLCQ10; CETP
Especie	Humano
GeneID (humano)	1071
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-493 de CETP humano (NP_000069.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11597
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo