

Anticuerpo Policlonal Anti-Cfap20 (C16Orf80) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Número de artículo: CM0026789



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C16orf80/CFAP20 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la motilidad ciliar y la organización del axonema.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C16orf80 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Especie	Humano
GeneID (humano)	29105
GeneID	29105
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 94-193 del C16orf80 humano (NP_037374.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6A4
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo