

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cfap20/Gtl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6A4

Número de artículo: CM0007151



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce CFAP20/GTL3 humano (también de ratón, rata). Validado para WB, IHC-P, ELISA. La diana desempeña funciones clave en la estructura axonemal de cilios/flagelos, motilidad y poliglutamilación. Ideal para investigación en ciliopatías y biología celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo CFAP20/GTL3                                                                                               |
| Observaciones/Alias | GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 29105                                                                                                                   |
| GeneID              | 29105                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 94-193 de CFAP20/GTL3 humano (NP_037374.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                     |
| SWISS               | Q9Y6A4                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                          |