


Anticuerpo Policlonal Anti-Cfap44 Para Wb, Elisa - Q96Mt7

Número de artículo: CM0013828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CFAP44 humano (WDR52) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Adecuado para estudios de organización del axonema del flagelo espermático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CFAP44 pAb de conejo
Observaciones/Alias	WDR52; SPGF20; CFAP44
Especie	Humano
GeneID (humano)	55779
GeneID	55779
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-370 de CFAP44 humano (NP_001157968.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96MT7
Peso de la proteína	214 kDa
Envío	Bolsa de hielo