

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfap53 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

Número de artículo: CM0021975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a CFAP53 (CCDC11/HTX6), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CFAP53 humano, de ratón y de rata. Esencial para estudiar la biogénesis de cilios móviles y flagelos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFAP53 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HTX6; CCDC11; CFAP53
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	220136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CFAP53 humano (NP_659457.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96M91
Peso Molecular de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo