

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cfd Para Wb Y Elisa - P00746

Número de artículo: CM0003931



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor de complemento D humano (Adipsina). Validado para aplicaciones en WB y ELISA. Ideal para estudios de inmunidad innata, vía del complemento y obtención de materias primas diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CFD de conejo
Observaciones/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-253 de la CFD humana (P00746)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo