

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfhr5 Para Wb, Elisa - Q9Bxr6

Número de artículo: CM0017322

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CFHR5 (FHR5) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la regulación del complemento y el síndrome hemolítico urémico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFHR5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	81494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-569 del CFHR5 humano (NP_110414.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXR6
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo