


Anticuerpo Policlonal Anti-Cfi Para Wb Y Elisa - P05156

Número de artículo: CM0026615



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CFI adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, reactivo con CFI humano y de ratón. Ideal para estudios de la vía del complemento, investigación de regulación inmune y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFI Conejo pAb
Observaciones/Alias	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3426
GeneID	3426
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-300 del CFI humano (NP_000195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05156
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo